



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.476
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	120000
Tiefe des Innenkartons	387 mm
Breite des Innenkartons	77 mm
Höhe des Innenkartons	176 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0249 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	6,19 kg
EAN des Innenkartons	4038917081849
EAN des Umkartons	4038917000956

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

