



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.476.061
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Vitek und Vitek 2 von bioMérieux, 500 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Vitek und Vitek 2 von bioMérieux
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Stapelpackung
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 120000
Tiefe des Innenkartons 387 mm
Breite des Innenkartons 77 mm
Höhe des Innenkartons 176 mm
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 358 mm
Höhe des Umkartons 175 mm
Volumen des Umkartons 0,0249 cbm
Gewicht des Produktes 0,0028 kg
Gewicht des Umkartons 6,2 kg
EAN des Innenkartons 4038917107631
EAN des Umkartons 4038917011839

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

