



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.481
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 9 ml, (LxØ): 67 x 16,8 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	9 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	67 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 60000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 340 mm  
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0042 kg  
Gewicht des Umkartons 8,94 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081887  
EAN des Umkartons 4038917000994

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

