



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.484.005
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 120000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 340 mm
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm
Gewicht des Produktes 0,0019 kg
Gewicht des Umkartons 8,48 kg
EAN des Innenkartons 4038917107853
EAN des Umkartons 4038917012027

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

