



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.511
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 14 ml, (LxØ): 119 x 15,5 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	14 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

### **Maße**

Durchmesser	15,5 mm
Länge des Produktes	119 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 30000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 340 mm  
Volumen des Umkartons 0,0539 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0048 kg  
Gewicht des Umkartons 5,43 kg  
EAN des Innenkartons 4038917082068  
EAN des Umkartons 4038917001151

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

