



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	55.516.015
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	100 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Kleinste Unterverpackung Stapelpackung  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 96000  
Volumen des Umkartons 0,0366 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0041 kg  
Gewicht des Umkartons 9,25 kg  
EAN des Innenkartons 4038917108959  
EAN des Umkartons 4038917074681

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

