



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 55.516.177 |
| Artikelbeschreibung | Röhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, braun, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Graduierung | nein |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Bodenform | Rundboden |
| Arbeitsvolumen | 8 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 3500 x g |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C |

Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser | 13 mm |
| Höhe des Produktes | 100 mm |
| Länge des Produktes | 100 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes braun

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 56000
Volumen des Umkartons 0,0649 cbm
Gewicht des Produktes 0,0034 kg
Gewicht des Umkartons 7,85 kg
EAN des Innenkartons 4038917108980
EAN des Umkartons 4038917031981

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

