



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.525.061
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 48000
Volumen des Umkartons 0,1237 cbm
Gewicht des Produktes 0,001 kg
Gewicht des Umkartons 5,85 kg
EAN des Innenkartons 4038917276825
EAN des Umkartons 4038917276818

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

