



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.525.302
Artikelbeschreibung	Trägerröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, braun, Eindrückstopfen, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes braun

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 250
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 60000
Volumen des Umkartons 0,046 cbm
Gewicht des Produktes 0,0026 kg
Gewicht des Umkartons 5,72 kg
EAN des Innenkartons 4038917367257
EAN des Umkartons 4038917367240

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

