



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer | 55.525.500 |
| Artikelbeschreibung | Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Graduierung | nein |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Bodenform | Rundboden |
| Arbeitsvolumen | 5 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 5000 x g |

Maße

| | |
|---------------------|-------|
| Durchmesser | 13 mm |
| Länge des Produktes | 75 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Stapelpackung
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 112000
Tiefe des Innenkartons 413 mm
Breite des Innenkartons 76 mm
Höhe des Innenkartons 189 mm
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 383 mm
Höhe des Umkartons 175 mm
Volumen des Umkartons 0,0287 cbm
Gewicht des Produktes 0,0026 kg
Gewicht des Umkartons 5,88 kg
EAN des Innenkartons 4038917375924
EAN des Umkartons 4038917375917

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

