



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.526
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Eindrückstopfen
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 5 ml
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g

Maße

Durchmesser 12 mm
Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Stapelpackung
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 120000
Tiefe des Innenkartons 381 mm
Breite des Innenkartons 77 mm
Höhe des Innenkartons 176 mm
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 358 mm
Höhe des Umkartons 325 mm
Volumen des Umkartons 0,0463 cbm
Gewicht des Produktes 0,0023 kg
Gewicht des Umkartons 10,17 kg
EAN des Innenkartons 4038917082211
EAN des Umkartons 4038917001304

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

