



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.526.006
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, natur, Verschluss montiert, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Belüftungsstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0029 kg
Gewicht des Umkartons	3,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917109314
EAN des Umkartons	4038917012485

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

