



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 55.526.045  
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 2.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung ja  
Verschlussart Eindrückstopfen  
Bodenform Rundboden  
Arbeitsvolumen 5 ml  
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g  
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Durchmesser 12 mm  
Höhe des Produktes 75 mm  
Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 4000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 2000  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 64000  
Volumen des Umkartons 0,0813 cbm  
Gewicht des Produktes 0,002 kg  
Gewicht des Umkartons 10,02 kg  
EAN des Innenkartons 4038917109635  
EAN des Umkartons 4038917068512

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

