



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.526.046
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, braun, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung ja
Verschlussart Eindrückstopfen
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 5 ml
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Durchmesser 12 mm
Höhe des Produktes 75 mm
Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes braun

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 64000
Volumen des Umkartons 0,0813 cbm
Gewicht des Produktes 0,0021 kg
Gewicht des Umkartons 10,34 kg
EAN des Innenkartons 4038917109642
EAN des Umkartons 4038917068581

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

