



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 55.526.523  
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, grün, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Verschlussart Eindrückstopfen  
Bodenform Rundboden  
Arbeitsvolumen 5 ml  
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g  
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Durchmesser 12 mm  
Höhe des Produktes 75 mm  
Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes grün

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 120000  
Volumen des Umkartons 0,046 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0021 kg  
Gewicht des Umkartons 10,25 kg  
EAN des Innenkartons 4038917109772  
EAN des Umkartons 4038917032193

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

