



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.526.525
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Rundboden, rot, Eindrückstopfen, 500 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Eindrückstopfen
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 5 ml
Zentrifugation max (RZB) 5000 x g
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Durchmesser 12 mm
Höhe des Produktes 75 mm
Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Stapelpackung
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 120000
Volumen des Umkartons 0,046 cbm
Gewicht des Produktes 0,0021 kg
Gewicht des Umkartons 10,25 kg
EAN des Innenkartons 4038917109796
EAN des Umkartons 4038917032216

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

