



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.539.250
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 11,5 ml, (LxØ): 100 x 15,7 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 250 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	11,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	15,7 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 48000
Tiefe des Innenkartons 336 mm
Breite des Innenkartons 102 mm
Höhe des Innenkartons 174 mm
Tiefe des Umkartons 388 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 215 mm
Volumen des Umkartons 0,0315 cbm
Gewicht des Produktes 0,0046 kg
Gewicht des Umkartons 5,17 kg
EAN des Innenkartons 4038917110167
EAN des Umkartons 4038917029391

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

