



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.598.006
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 8,5 ml, (LxØ): 75 x 15,7 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	15,7 mm
Höhe des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 56000
Volumen des Umkartons 0,0649 cbm
Gewicht des Produktes 0,0024 kg
Gewicht des Umkartons 5,9 kg
EAN des Innenkartons 4038917363136
EAN des Umkartons 4038917363129

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

