



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 57.462   |
| Artikelbeschreibung | Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Graduierung              | ja              |
| Verschlussart            | Eindrückstopfen |
| Bodenform                | Spitzboden      |
| Arbeitsvolumen           | 12 ml           |
| Zentrifugation max (RZB) | 2500 x g        |

### **Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser         | 17 mm  |
| Länge des Produktes | 110 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 36000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 300 mm  
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0063 kg  
Gewicht des Umkartons 6,98 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081702  
EAN des Umkartons 4038917000819

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

