



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	57.462.015
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 250 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	2500 x g

### **Maße**

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Stapelverpackung  
Stück pro Innenkarton 250  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 42000  
Tiefe des Innenkartons 366 mm  
Breite des Innenkartons 114 mm  
Höhe des Innenkartons 201 mm  
Tiefe des Umkartons 388 mm  
Breite des Umkartons 378 mm  
Höhe des Umkartons 250 mm  
Volumen des Umkartons 0,0367 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0063 kg  
Gewicht des Umkartons 6,96 kg  
EAN des Innenkartons 4038917381079  
EAN des Umkartons 4038917381062

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

