



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	57.477.005
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 96000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 415 mm
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm
Gewicht des Produktes 0,0026 kg
Gewicht des Umkartons 11,19 kg
EAN des Innenkartons 4038917107754
EAN des Umkartons 4038917011921

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

