



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	57.512
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 4000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 96000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 415 mm  
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0021 kg  
Gewicht des Umkartons 9,26 kg  
EAN des Innenkartons 4038917082075  
EAN des Umkartons 4038917001168

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

