



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	57.527
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 36000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm
Gewicht des Produktes 0,0052 kg
Gewicht des Umkartons 5,93 kg
EAN des Innenkartons 4038917082228
EAN des Umkartons 4038917001311

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

