



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	57.527.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	17 mm
Höhe des Produktes	110 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 36000
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm
Gewicht des Produktes 0,005 kg
Gewicht des Umkartons 5,48 kg
EAN des Innenkartons 4038917367431
EAN des Umkartons 4038917367424

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

