



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	58.485.300
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	7 ml

Maße

Durchmesser	16 mm
Höhe des Produktes	50 mm
Länge des Produktes	50 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 72000
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm
Gewicht des Produktes 0,0028 kg
Gewicht des Umkartons 6,07 kg
EAN des Innenkartons 4038917367462
EAN des Umkartons 4038917367455

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

