



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	58.491
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, Material: PS, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	3500 x g

### Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 36000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 300 mm  
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0055 kg  
Gewicht des Umkartons 6,19 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081986  
EAN des Umkartons 4038917001090

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

