



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 58.505.026
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Eindrückstopfen, natur, Verschluss beiliegend, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Eindrückstopfen
Bodenform Flachboden
Arbeitsvolumen 12 ml

Maße

Durchmesser 16,5 mm
Länge des Produktes 95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	28000
Volumen des Umkartons	0,0649 cbm
Gewicht des Produktes	0,0066 kg
Gewicht des Umkartons	7,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917108522
EAN des Umkartons	4038917032407

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

