



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	58.505.046
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, braun, Eindrückstopfen, braun, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	12 ml

Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	32000
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0064 kg
Gewicht des Umkartons	6,89 kg
EAN des Innenkartons	4038917225557
EAN des Umkartons	4038917225540

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

