



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	58.619
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Eindrückstopfen, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	12 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	95 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 36000  
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0056 kg  
Gewicht des Umkartons 6,1 kg  
EAN des Innenkartons 4038917082945  
EAN des Umkartons 4038917032421

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

