



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.1475.115
Artikelbeschreibung	Aliquot-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, 459 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3672
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	459
Stück pro Umkarton	3672
Stück pro Palette	110160
Tiefe des Innenkartons	381 mm
Breite des Innenkartons	77 mm
Höhe des Innenkartons	176 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0463 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	10,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917340793
EAN des Umkartons	4038917340786

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

