



**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,**  
**Rundboden, PP, ohne Verschluss, 1.000**  
**Stück/Beutel**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.504.031
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton

**Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

**Maße**

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,**  
**Rundboden, PP, ohne Verschluss, 1.000**  
**Stück/Beutel**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 72000  
Tiefe des Umkartons 458 mm  
Breite des Umkartons 408 mm  
Höhe des Umkartons 260 mm  
Volumen des Umkartons 0,0486 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0026 kg  
Gewicht des Umkartons 5,75 kg  
EAN des Innenkartons 4038917412735  
EAN des Umkartons 4038917412728

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**