



Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Rundboden, PP, ohne Verschluss, 422
Stück/Beutel

Seite 1

Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.504.304
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 422 Stück/Beutel, 1.688 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschlussart Schraubverschluss
Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 5 ml

Maße

Durchmesser 13 mm
Länge des Produktes 75 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1688
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 422
Stück pro Umkarton 1688
Stück pro Palette 101280
Tiefe des Umkartons 400 mm
Breite des Umkartons 356 mm
Höhe des Umkartons 172 mm
Volumen des Umkartons 0,0244 cbm
Gewicht des Produktes 0,0031 kg
Gewicht des Umkartons 5,75 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,
Rundboden, PP, ohne Verschluss, 422
Stück/Beutel

Seite 2

EAN des Innenkartons 4038917566759
EAN des Umkartons 4038917566766

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT