



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.506.024
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	79 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 32000  
Volumen des Umkartons 0,0813 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0032 kg  
Gewicht des Umkartons 7,39 kg  
EAN des Innenkartons 4038917108713  
EAN des Umkartons 4038917035873

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

