



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.507.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 16 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	5 ml

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	4,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917108751
EAN des Umkartons	4038917071529

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

