



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.540.016
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	101 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	22000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,006 kg
Gewicht des Umkartons	3,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917110204
EAN des Umkartons	4038917012683

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

