



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.541.303
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, rot, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	101 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	28000
Volumen des Umkartons	0,0649 cbm
Gewicht des Produktes	0,006 kg
Gewicht des Umkartons	6,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917367738
EAN des Umkartons	4038917367721

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

