



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.541.304
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	13 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	101 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	28000
Volumen des Umkartons	0,0649 cbm
Gewicht des Produktes	0,0061 kg
Gewicht des Umkartons	6,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917376013
EAN des Umkartons	4038917376006

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

