



### Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 60.541.321  |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, blau, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel |

### Produkteigenschaften

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Graduierung              | nein              |
| Verschlussart            | Schraubverschluss |
| Bodenform                | Rundboden         |
| Arbeitsvolumen           | 13 ml             |
| Zentrifugation max (RZB) | 4000 x g          |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C            |

### Maße

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Durchmesser         | 16,5 mm |
| Länge des Produktes | 101 mm  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes    | Polypropylen (PP)                |
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | blau                             |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA                      |
| Produktkategorie           | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert                  | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 500           |
| Stück pro Umkarton          | 1000          |
| Stück pro Palette           | 28000         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0649 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,006 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 6,54 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917367769 |
| EAN des Umkartons           | 4038917367752 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

