



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.542
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0042 kg
Gewicht des Umkartons	4,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917082358
EAN des Umkartons	4038917001458

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

