



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.542.007
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Verschluss Schraubverschluss mit O-Ring
Verschlussart Schraubverschluss
Bodenform Flachboden
Arbeitsvolumen 8 ml
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

Maße

Durchmesser 16,5 mm
Länge des Produktes 57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0043 kg
Gewicht des Umkartons	4,76 kg
EAN des Innenkartons	4038917111102
EAN des Umkartons	4038917013161

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

