



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.542.008
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Volumen des Umkartons	0,0338 cbm
Gewicht des Produktes	0,0046 kg
Gewicht des Umkartons	5,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917111119
EAN des Umkartons	4038917032469

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

