



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 60.542.300 |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Graduierung | nein |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Bodenform | Flachboden |
| Arbeitsvolumen | 8 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 4000 x g |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 16,5 mm |
| Länge des Produktes | 57 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | natur |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA |
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1000 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 40000 |
| Volumen des Umkartons | 0,0382 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0042 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,74 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917367820 |
| EAN des Umkartons | 4038917367813 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

