



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 60.542.307  
Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Verschlussart Schraubverschluss  
Bodenform Flachboden  
Arbeitsvolumen 8 ml  
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g  
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Durchmesser 16,5 mm  
Länge des Produktes 57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0043 kg
Gewicht des Umkartons	4,81 kg
EAN des Innenkartons	4038917376044
EAN des Umkartons	4038917376037

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

