



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.542.530
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	8 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Höhe des Produktes	57 mm
Länge des Produktes	57 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 60000  
Volumen des Umkartons 0,0282 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0032 kg  
Gewicht des Umkartons 3,67 kg  
EAN des Innenkartons 4038917111614  
EAN des Umkartons 4038917013260

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

