



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.549
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	3,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	66 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	84000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0396 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	5,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917082402
EAN des Umkartons	4038917001502

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

