



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.550.020
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	7 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	13 mm
Höhe des Produktes	82 mm
Länge des Produktes	82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 3000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 3000
Stück pro Palette 48000
Volumen des Umkartons 0,0813 cbm
Gewicht des Produktes 0,0029 kg
Gewicht des Umkartons 10,25 kg
EAN des Innenkartons 4038917112284
EAN des Umkartons 4038917032537

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

