



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.550.030
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, ohne Verschluss, 1000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	7 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	3000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	432 mm
Breite des Umkartons	499 mm
Höhe des Umkartons	378 mm
Volumen des Umkartons	0,0833 cbm
Gewicht des Produktes	0 g
Gewicht des Umkartons	9,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917112352
EAN des Umkartons	4038917013628

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

