



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.550.050
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, Material: PP, Flachboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	7 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0037 kg
Gewicht des Umkartons	4,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917112536
EAN des Umkartons	4038917013734

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

