



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.550.109
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	7 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	13 mm
Durchmesser der Öffnung	11,55 mm
Länge des Produktes	82 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	80,9 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0393 cbm
Gewicht des Produktes	0,0034 kg
Gewicht des Umkartons	3,99 kg
EAN des Innenkartons	4038917112598
EAN des Umkartons	4038917013765

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

