



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.551
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, Material: PP, Rundboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	79 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	359 mm
Breite des Umkartons	321 mm
Höhe des Umkartons	400 mm
Volumen des Umkartons	0,046 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	5,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917082426
EAN des Umkartons	4038917001519

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

